

## Maska na oczy z kompresem zimnym/gorącym



Maska na oczy z kompresem zimnym/gorącym. Kompres zimny/gorący w postaci żelu wypełniającego maskę. Dla kompresu gorącego podgrzej maskę w mikrofalach przez 30 sekund. Dla kompresu zimnego włóż maskę do zamrażarki na 2 godziny. PVC.

**Cena od : 8,38 zł**

To jest ulotka informacyjna produktu:

**Maska na oczy z kompresem zimnym/gorącym,**  
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:

[http://www.tech-media.pl/maska\\_na\\_oczy\\_z\\_kompresem\\_zimnymgoracym\\_060341.html](http://www.tech-media.pl/maska_na_oczy_z_kompresem_zimnymgoracym_060341.html)

lub zeskanuj kod QR.



Specyfikacja	
Kolor	niebieski
Rozmiar	21.5 x 11 x 1.5 cm (D x S x W)
Materiał	PVC.
Waga	152 g
Znakowanie	Sitodruk, ilość kolorów: 1
Rozmiar znakowania	50 x 25 mm
Opakowanie zbiorcze	80 szt.
Opakowanie zbiorcze - info	waga netto: 12,35 kg, waga brutto: 13 kg, długość: 47 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 19 cm
Minimalne zamówienie	100 szt.

